

CPM Motorschienen für Schulter- und Ellenbogengelenke

Indikationen für Schulter und Ellenbogen CPM:

- Rotatorenmanschettenruptur
- Endoprothetischer Gelenkersatz
- Wiederholte Luxation des Humerus
- Proximale Humerusfrakturen
- Scapulafrakturen
- Acromioplastik
- Kapsulotomie
- Arthrolyse offen und/oder arthroskopisch
- Synovektomie
- Schultergelenkeinstellung
- Intraartikuläre Frakturen des Ellenbogens
- Arthrolyse bei posttraumatischer Gelenksteife mit eingeschränkter Bewegung des Ellenbogengelenkes
- Entfernung extraartikulärer Verwachsungen



CPM – Continuous Passive Motion

Bietet folgende Vorteile:

- Verhütung von Gelenksteifen
- Ermöglicht die sofortige postoperative passive Bewegung
- Verbesserung des Gelenkstoffwechsels
- Rascher Aufbau lädierter Knorpelareale
- Beschleunigte Ergussresorption
- Verbesserte Blut- und Lymphzirkulation

Kinetec ist weltweit führender Hersteller im Bereich der kontinuierlichen passiven Bewegungstherapie – mit CPM Motorschienen. Das umfassende Produktprogramm ermöglicht die CPM Therapie für nahezu alle Extremitäten.

Die Centura Familie ermöglicht ein frühes Rehabilitationsprogramm. Variable Programme für diverse Bewegungsübungen optimieren die Beweglichkeit des Schultergelenkes, reduzieren das Risiko einer Gelenksteife und sind daher für die Anwendung in der Klinik und zu Hause unverzichtbar

Für die Mobilisation der Schulter - und Ellenbogengelenke haben wir ein komplettes Produktprogramm entwickelt. Zum einfachen Vergleichen und Auswählen sind untenstehend die Eigenschaften aller Modelle tabellarisch dargestellt.

	Centura Basic	Centura Comfort	Centura B&W	Centura C.E.M
Bewegungsumfang				
Schulter :				
(A) Abduktion	160°	160°	160°	-
Adduktion	20°	20°	20°	-
(B) Innenrotation	-	-30°	-	-
Außenrotation	-	90°	-	-
(C) Flexion	20°	20°	0°	-
Extension (Elevation)	180°	180°	180°	-
(D) Synchr. Abd./Rot.	-	s. Abbildung	-	-
Ellenbogen				
(E) Flexion	-	-	-	-10°
Extension	-	-	-	135°
Technische Merkmale				
Anzahl Motoren	1	2	1	2
Zusammenlegbar	Ja	Ja	-	Ja
Sicherung gegen Wegrollen	Ja	Ja	Ja	Ja
Nutzbar im Bett	-	-	Ja	-
Nutzbar mit Rollstuhl	-	-	Ja	-
Komfortabler Stuhl	Ja	Ja	-	Ja
Gewicht	24kg	28kg	22kg	28kg
Größe	56x100x76cm	56x100x76cm	56x100x76cm	56x100x76cm
Elektronische Merkmale				
Digitale Handbedienung	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufwärmfunktion	-	-	-	Ja
ROM manueller Modus	Ja	Ja	Ja	Ja
ROM Bypass	Ja	Ja	Ja	Ja
Programmierbarkeit (16 Prog.)	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer (1min – 24h)	Ja	Ja	Ja	Ja
Spasmenschaltung	Ja	Ja	Ja	Ja
Pause (1-999)	Ja	Ja	Ja	Ja
Sicherheiten				
Start/Stop/Bewegungsumkehr	Ja	Ja	Ja	Ja
Kraft-Bewegungsumkehr	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Zubehör				




Kopfstütze und Schulterblattfixierung
 - Entspannung der Nackenmuskulatur
 - Komfortable Sitzposition
 - Sicherstellung korrekter Körperhaltung
 - verhindert Ausweichbewegung
 - Mobilisierung gezielt im Glenohumeralgelenk
KI7002451



Horizontales Abduktionsmodul
KI7002020



Transporttasche
KI40001464



KINETEC Centura Basic



- A** Abd/Add 20°-160°
- C** Flex/Ext 20°-180° (Elevation)

- zusammenlegbarer Stuhl
- einfacher Aufbau

KI21003103 Komplettes Gerät

KINETEC Centura Comfort



- A** Abd/Add 20°-160°
- B** Innen/Außen-Rotation -30° - 90°
- C** Flex/Ext 20°-180° (Elevation)
- D** Abd/Add mit synchronisierter Rotation 20°-160° mit -30°-90°

- alle Bewegungsabläufe ohne Umbau möglich
- zusammenlegbarer Stuhl
- einfacher Aufbau
- hoher Sitzkomfort

KI21003703C Komplettes Gerät

KINETEC Centura B&W

- A** Abd/Add 20°-160°
- C** Flex/Ext 0°-180° (Elevation)

Spezifikationen analog zu Centura Basic; anwendbar im Bett und mit Rollstuhl



KI21003603 Komplettes Gerät

KINETEC Centura C.E.M



- E** Ext/Flex -10°-135°

Auch als Modul für die Centura Basic und Comfort verfügbar

KI21007003 Komplettes Gerät

Digital programmierbare Handbedienung zur Einstellung folgender Parameter:

- Bewegungsebene
- Bewegungsausmaße
- Geschwindigkeit
- Kräfteinstellung
- Pausen
- Timer

Programmauswahl aus individuell erstellten Behandlungsprogrammen



Zusammenlegbarer Stuhl, der durch die anatomische Polsterung für einen hohen Sitzkomfort beim Patienten sorgt.



- D** Abd/Add mit synchr. Rotation



- E** Extension des Ellenbogens



- F** Horizontale Abduktion (Ante/Retroversion)

IHR ZUSTÄNDIGER HÄNDLER VOR ORT

Haben Sie Fragen zu den Produkten, möchten Sie eine Vorführung oder Probestellung in Ihrem Haus - kontaktieren Sie den für Ihr Gebiet zuständigen Händler, oder rufen Sie unsere Kundenbetreuung an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

- 1 • TEWAmed VVS GmbH
Tel.: 0 48 21 / 77 969 - 0
Fax: 0 48 21 / 77 969 - 10
info@tewamed.de
- 2 • MTR GmbH
Tel.: 030 / 66 99 10 - 0
Fax: 030 / 66 99 10 - 10
info@medizintechnik-rostock.de
- 3 • Böttcher & Böttcher GmbH
Tel.: 0 57 31 / 8 44 52 - 1
Fax: 0 57 31 / 844 52 - 2
boettcher-medizintechnik@t-online.de
- 4 • Kleeberg Medizintechnik
Tel.: 0 201 / 55 91 33
Fax: 0 201 / 8 55 47 34
kleebergmt@aol.com
- 5 • Rau Medizintechnik
Tel.: 0 241 / 60 79 76
Fax: 0 241 / 60 52 86 7
raumed@t-online.de
- 6 • S & U Medizintechnik
Tel.: 0 67 01 / 20 55 - 0
Fax: 0 67 01 / 20 55 - 11
info@su-medtech.de
- 7 • HM Medizintechnik
Tel.: 0 97 71 / 68 55 55
Fax: 0 97 71 / 68 55 99
hm-medizintechnik@t-online.de
- 8 • ZIMEDA Stengelin e. K.
Tel.: 0 851 / 95 97 3 - 0
Fax: 0 851 / 95 97 3 - 41
info@zimeda.de



4696310124 - 07/2010